

Polymersäule Asahipak ODP2-HP

- zur Trennung hoch polarer Substanzen
- gute Selektivität und Retention für basische und hydrophile Substanzen
- pH 3 - 12

Phase	Trennstufenzahl	Partikel - grösse	ID x Länge	Säulen Bestell Nr.	Preis/Pack	Vorsäulen Bestell Nr.	Preis/Pack
Asahipak ODP2 HP-4B	3.500	5 μ m	4.6 x 50 mm	8920-ASpak-ODP2-HP-4B	790.00		
Asahipak ODP2 HP-4D	11.000	5 μ m	4.6 X 150 mm	8920-ASpak-ODP2-HP-4D	880.00		
Asahipak ODP2 HP-4E	17.000	5 μ m	4.6 x 250 mm	8920-ASpak-ODP2-HP-4E	910.00		
Asahipak ODP2 HPG-4A		5 μ m	4.6 x 10 mm			8920-ASpak-ODP2-HPG-4A	550.00
Asahipak ODP2 HP-2B	2.500	5 μ m	2.0 x 50 mm	8920-ASpak-OPD2-HP-2B	790.00		
Asahipak ODP2 HP-2D	9.000	5 μ m	2.0 x 150 mm	8920-ASPak-ODP2-HP-2D	880.00		
Asahipak ODP2 HPG-2A		5 μ m	2.0 x 10 mm			8920-ASpak-ODP2-HPG-2A	550.00